



LISTADO ANALISIS DE CERA

➤ RESIDUOS

Analito	Método	Límite de detección
Arsénico	AA	50 ppb
Cadmio	AA	50 ppb
Mercurio	AA	50 ppb
Plomo	AA	50 ppb
Zinc	AA	50 ppb
Cumafós	GC-NPD	50 ppb
Fluvalinato	GC-ECD	100 ppb
Metabolitos de Nitrofuranos AOZ Screening	ELISA	0,15 ppb
Metabolitos de Nitrofuranos AMOZ Screening	ELISA	0,3 ppb
Plaguicidas organoclorados – PCB's (Aldrin, aclordano, □HCH, □HCH, DDT, dieldrin, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan sulfato, endrin, □HCH, □clordano, HCB, heptacloro, heptacloroepoxido, metoxiclor, mirex, opDDD, opDDE, opDDT, ppDDD, ppDDE, ppDDT, oxiclorodano)	GC-ECD	20 ppb

➤ FISICOQUIMICOS

Analito	Método
Indice de Acidez	IRAM 15934
Indice de Saponificación	VOLUMETRIA
Indice Ester	TRITIMETRICO
Indice de peróxidos	TRITIMETRICO
Acidos grasos	TRITIMETRICO
Adulteración: Presencia de parafina	BIANCHI
Adulteración: Presencia de resinas	VARIOS
Adulteración: Agregado de almidón, féculas y harinas	VARIOS

Densidad	GRAVIMETRICO
Punto de Fusión	TERMOMETRICO
Presencia de minerales	GRAVIMETRICO

➤ **MICROBIOLOGICOS**

Analito	Método
Coliformes	ESPECTROFOTOMETRIA
Hongos y levaduras	IRAM 15933
Lípidos totales	CG
pH (solución al 5% p/v a 20°C)	POTENCIOMETRICO

BAM*Bacteriological Analytical Manual

➤ **Toma de Muestras:**

Cera:

Muestra 1: Cera Estampada: remitir una hoja de la misma dentro de una bolsa de nylon limpia y esta dentro de un sobre de papel madera.

Muestra 2: Cera Labrada: enviar 200 g representativos del lote a controlar, envuelta en una bolsa de polietileno, dentro de una caja pequeña de cartón.

Envío de muestras

Personalmente o a través de servicios expresos, servicios puerta a puerta, transportes aéreos, Correo Argentino a Rivadavia 3331 Mar del Plata - Pcia. de Buenos Aires- - Argentina

Consultas

Para cualquier información dirigirse a la pagina web www.farestaie.com.ar o comunicarse con la División de Alimentos Dto. Apícola de FARES TAIE Instituto de Análisis
Tel.: (54) 0223 475-3855/6/7/8 interno 3, e-mail: miel@farestaie.com.ar

Consultas ON-LINE

Este es un servicio para clientes de FARES TAIE Instituto de Análisis. Ingresando a nuestra página web (www.farestaie.com.ar) Ud. podrá acceder a los resultados de sus análisis desde cualquier PC, por medio de una contraseña personal.

Para más información comunicarse con el Depto. de Informática, Sr. Carlos Zanghellini sistemas@farestaie.com.ar, o con el Depto. Apícola, Lic. Sandra Medici miel@farestaie.com.ar

Transferencias / Interdepósitos

Se podrá realizar en Banco Provincia de Buenos Aires (Suc. 4200)
Laboratorio Bioquímico Mar del Plata. Cta. Cte.: 050136/7. CBU:01403235 01420005013679